



新世紀齒科
New Century Dental



新世紀齒科
光固化設備

光硬化型接着剤 Light Cure Adhesive

気泡充填・ブロックアウトやリリーフ
ダウエルピンの植立に最適

- ◆ プライマー不用でランニングコストの削減に貢献
- ◆ タイミングを計り、操作することが可能
- ◆ 波長405nm、10秒～20秒の光照射で硬化

※照射器の出力により硬化時間は多少変動します
※硬化可能な最大深度 3 mm

仕様

- ・内容量: 30 g × 2 本入り
- ・ライトグリーンの中粘度ペースト状



製造販売元

日本新世紀齒科株式会社
Japan New Century Dental Co., LTD

〒544-0005
大阪府大阪市生野区中川2-16-16
TEL:06-6224-7896

製造元

上海新世紀齒科材料有限公司
Shanghai New Century Dental Materials Co., LTD

注册人/生产企业名称/售后服务: 上海新世紀齒科材料有限公司
住所/生产地址: 上海市嘉定区华亭镇唐行村461号 邮编: 201816
网 址: <http://www.sncdental.com> 电子邮箱: snd@9long.com.cn
联系电话: 021-59954240, 59954628 传 真: 021-59954236